

Anti-Cd43 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - P16150

Artikelnummer: CM0011789

Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler CD43-Antikörper, validiert für IHC-P und ELISA. Spezifisch für humanes Leukosialin, einen zentralen Regulator der T-Zell-Funktionen. Ideal für immunologische und diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD43 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6693
Gen-ID	6693
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CD43 entspricht (NP_003114.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16150
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel