


Anti-Cd44 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P16070

Artikelnummer: CM0012988



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes CD44 für WB und ELISA. Erkennt ein 82 kDa Protein, kreuzreagiert mit Maus. Rekombinantes Immunogen. Geeignet für Zelladhäsions- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD44 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	960
Gen-ID	960
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16070
Proteingewicht	82 kDa
Versand	Eisbeutel