

Anti-Cd44 Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16070

Artikelnummer: CM0014875



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CD44 (KO-validiert) für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines CD44, einen wichtigen Zelladhäsionsrezeptor in der Krebs- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] CD44 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; 44
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	960
GenID	960
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-178 von menschlichem CD44 (NP_000601.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16070
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel