

Anti-Cd44 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P15379

Artikelnummer: CM0007275



Einführung

Hochleistungsfähiger Anti-CD44 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, FC und ELISA. Erkennt murines CD44, einen zentralen Rezeptor für Zelladhäsion, Migration und T-Lymphozyten-Homing. Ideal für Immunologie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD44 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	Ly-24; Pgp-1; HERMES; CD44
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	960
GeneID	12505
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-176 von murinem CD44 (NP_033981.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15379
Proteinmasse	86 kDa
Versand	Eisbeutel