

Anti-Cd44 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16070

Artikelnummer: CM0006514



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes CD44, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von Zelladhäsion, Migration und Lymphozytenhoming. Reagiert mit humanem CD44; rekombinantes Immunogen, das die Aminosäuren 20-178 umfasst.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD44 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	960
GeneID	960
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 20-178 von menschlichem CD44 (NP_000601.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16070
Proteinmasse	80 kDa
Versand	Eisbeutel