


Anti-Cd44 Kaninchen Polymab® - P15379

Artikelnummer: CM0010480



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen Maus-CD44 (Swiss P15379) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Erkennt ein 40-86 kDa Glykoprotein, das an der Zelladhäsion und dem Lymphozyten-Homing beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD44 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	960
GenID	12505
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15379
Proteingewicht	40-86 kDa
Versand	Eisbeutel