


Anti-Cd45 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Mihc, Elisa - P08575

Artikelnummer: CM0004253



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD45 (LCA, T200), geeignet für Western Blot, Immunhistochemie, multiplexe IHC und ELISA. Validiert für den Nachweis des Leukozyten-Common-Antigens in Forschung und Diagnostik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD45 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5788
GenID	5788
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 194-390 von humanem CD45 (NP_002829.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, mIHC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575
Proteingewicht	147 kDa
Versand	Eisbeutel