

Anti-Cd45-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08575

Artikelnummer: CM0019503



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD45 (LCA, T200), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für T-Zell-Aktivierung und Leukozytenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD45 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD1051
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 194-390 von humanem CD45 (NP_002829.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08575
Proteingewicht	147 kDa
Versand	Eisbeutel