


Anti-Cd45 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Fc, Elisa - P08575

Artikelnummer: CM0012581



Einführung

CD45 Kaninchen-monoklonaler Antikörper (Klon mAb) erkennt spezifisch humanes CD45 (PTPRC, Leukozyten-Common-Antigen). Validiert für Durchflusszytometrie und ELISA. Geeignet für immunologische Studien und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD45 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5788
GenID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-577 von humanem CD45 (P08575) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575
Proteinmasse	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Versand	Eisbeutel