

Anti-Cd45 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa - P06800

Artikelnummer: CM0007276

Einführung

CamelBio bietet anti-CD45 Kaninchen monoklonalen Antikörper, validiert für Mausproben in IF/ICC, IHC-P, FC und ELISA Anwendungen. Rekombinantes Immunogen zielt auf das 145 kDa große CD45-Protein ab (P06800).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD45 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4; CD45
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	5788
Gen-ID	19264
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-566 von Maus-CD45 enthält (NP_001104786.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-F, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	145KDa
Versand	Eisbeutel