


Anti-Cd45-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08575

Artikelnummer: CM0005809



Einführung

CD45 (PTPRC) Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ziel ist die humane Rezeptor-Tyrosin-Proteinphosphatase C, essentiell für T-Zell-Aktivierung und Leukozytenfunktion. Geeignet für Immunologie- und Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD45 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5788
Gen-ID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 194-390 des humanen CD45 (NP_002829.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575
Proteingewicht	147kDa
Versand	Eisbeutel