

Anti-Cd45 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P08575

Artikelnummer: CM0016545



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD45 (LCA, B220, LY5). Geeignet für WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für T-Zell-Aktivierung, Immunologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD45 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 611-730 des humanen CD45 (NP_002829.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08575
Proteingewicht	147 kDa
Versand	Eisbeutel