

Anti-Cd45 Rabbit Polymab® Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08575 / P06800

Artikelnummer: CM0011088



Einführung

CD45 Rabbit PolymAb® ist ein rekombinanter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes/murines CD45 (P08575/P06800). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA unterstützt er die Leukozytenbiologie und die Forschung in der Immundiagnostik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD45 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Human/Maus
GeneID (Human)	5788
GeneID (Maus)	19264
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem/murinem CD45
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P08575/P06800
Proteingewicht	180-240kDa
Versand	Eisbeutel