

Anti-Cd45Ra Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P08575-8

Artikelnummer: CM0006825

Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD45RA (Isoform 6, PTPRC). Validiert für Anwendungen in IHC-P und ELISA; geeignet für die Leukozyten-Antigen-Forschung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD45RA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-482 von menschlichem CD45RA (P08575-8) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575-8
Proteinmasse	138 kDa
Versand	Eisbeutel