

Anti-Cd45Rb Monoklonaler Antikörper Für Wb - P08575-9

Artikelnummer: CM0008294

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD45RB, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA. Erkennt spezifisch Isoform 7 des Rezeptor-Tyrosin-Protein-Phosphatase C (CD45RB). Ideal für Durchflusszytometrie und Immunhistochemie in diagnostischen und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD45RB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5788
GenID	5788
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575-9
Proteingewicht	135kDa
Versand	Eisbeutel