

Anti-Cd45Rb-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If, Elisa - P08575-9

Artikelnummer: CM0022439

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD45RB (Isoform 7 von PTPRC), geeignet für WB, IF und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für den immunologischen Nachweis des gemeinsamen Leukozytenantigens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD45RB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RB
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5788
Gen-ID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26–463 des humanen CD45RB entspricht (XP_006711537.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08575-9
Proteingewicht	135 kDa
Versand	Kühlakku