


Anti-Cd45Ro Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P08575

Artikelnummer: CM0004772



Einführung

-markierter monoklonaler Antikörper aus Maus gegen humanes CD45RO. Validiert für die Durchflusszytometrie erkennt dieser Antikörper die Isoform des Leukozyten-Allgemeinantigens, die für die T-Zell-Aktivierung und die Identifizierung von Gedächtnis-T-Zellen entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus anti-Human CD45RO mAk
Bemerkungen/Aliase	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
Gen-ID	5788
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575
Proteingewicht	136 kDa
Versand	Eisbeutel