

Anti-Cd46-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P15529

Artikelnummer: CM0011335



Einführung

Rekombinanter monoklonaler CD46-Kaninchenantikörper für Western Blot, Immunfluoreszenz, Durchflusszytometrie und ELISA. Erkennt das humane Membrankofaktorprotein, einen Komplementregulator und Pathogenrezeptor. Auch bekannt als MCP, TLX, AHUS2, MIC10, TRA2.10.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] CD46-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4179
Gen-ID	4179
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 35-328 des humanen CD46 (NP_002380.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15529
Proteingewicht	37-44 kDa
Versand	Kühlakku