

Anti-Cd47 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q61735

Artikelnummer: CM0022949

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-CD47 (Integrin-assoziiertes Protein, IAP). Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für Studien zur Immunregulation, Angiogenese und kardiovaskulären Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD47 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik; CD47
Spezies	Maus
GeneID (Human)	961
GeneID	16423
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-135 von Maus-CD47 (NP_034711.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q61735
Protein-Gewicht	33 kDa
Versand	Eistasche