

Anti-Cd48 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie Und Elisa - P18181

Artikelnummer: CM0004799



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen Maus-CD48 (SLAMF2, BLAST-1), einen GPI-verankerten Immunregulator. Validiert für Anwendungen in Durchflusszytometrie und ELISA. Ideal für die Untersuchung von T-Zell- und NK-Zell-Signalgebung in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD48 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	962
GenID	12506
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-216 von Maus-CD48 enthält (NP_031675.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18181
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel