

Anti-Cd48 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Fc, Elisa - P09326

Artikelnummer: CM0009583



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen humanes CD48 (SLAMF2) gerichtet ist. Validiert für WB, FC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Ideal für die Forschung an Immunzell-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD48 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BCM1, BLAST, hCD48, mCD48, BLAST1, SLAMF2, MEM-102, CD48
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	962
GenID	962
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-220 von humanem CD48 (NP_001769.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P09326
Proteingewicht	19kDa/27kDa
Versand	Eisbeutel