


## Anti-Cd5 Monoklonaler Antikörper (Konjugat) Für Fc - P06127

Artikelnummer: CM0004159



### Einführung

Kaninchen anti-menschlicher CD5 monoklonaler Antikörper (Konjugat) für durchflusszytometrische Validierung. Rekombinantes Immunogen (AS 25-371), erkennt ein 54 kDa Protein. Spezifisch für humanes CD5, geeignet für Studien zu T-Zellen und B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Rabbit anti-Human CD5 mAk                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | CD5; LEU1; T1; CD5 Molekül                                                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| GenID (Mensch)    | 921                                                                                                                       |
| GenID             | 921                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-371 von humanem CD5 (NP_055022.2) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | FC                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                    |
| SWISS             | P06127                                                                                                                    |
| Proteinmasse      | 54 kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |