


## Anti-Cd5 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P06127

Artikelnummer: CM0012274



### Einführung

Kaninchen anti-human CD5 monoklonaler Antikörper (Klon ), validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt humanes CD5, einen T-Zell-Marker, der an der Immunregulation beteiligt ist. Ideal für Immunphänotypisierung und T-Zell-Studien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human CD5 mAk                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | T1; LEU1                                                                                                                     |
| Spezies           | Human                                                                                                                        |
| Gen-ID (Human)    | 921                                                                                                                          |
| Gen-ID            | 921                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-371 von humanem CD5 (NP_055022.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | FC                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                        |
| SWISS             | P06127                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 55kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |