


Anti-Cd5 Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P06127

Artikelnummer: CM0007989



Einführung

Kaninchen anti-humaner CD5 monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Ziel ist das T-Zell-Oberflächenglykoprotein CD5 (T1/Leu-1), ein wichtiger Immunregulator. Erkennt humanes CD5, vorhergesagtes Molekulargewicht ~55 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD5 mAb
Bemerkungen/Alias	T1; LEU1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	921
GeneID	921
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-371 von humanem CD5 (NP_055022.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06127
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel