


Anti-Cd5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Fc, Elisa - P06127

Artikelnummer: CM0009647



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD5 (T1/Leu-1) gerichtet ist und für Durchflusszytometrie (FC) und ELISA validiert wurde. Ideal zur Untersuchung der T-Zell-Signalübertragung, der Thymozytenselektion und der B1a-Zell-Biologie. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	T1; LEU1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	921
Gen-ID	921
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-371 von humanem CD5 (NP_055022.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06127
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel