


Anti-Cd5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06127

Artikelnummer: CM0011235



Einführung

Hochwertiger CD5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem CD5, einem T-Zell- und B1a-Zelloberflächenrezeptor, der an der Immunregulation beteiligt ist. Ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	T1; LEU1; CD5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	921
GenID	921
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CD5 (P06127) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06127
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel