


Anti-Cd5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06127

Artikelnummer: CM0030951



Einführung

CD5 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit humanem, murinem und Ratten-CD5. Ideal für Studien zu T-Zell-Signalgebung und B-Zell-Interaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	T1; LEU1; CD5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	921
GenID	921
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 158-371 des humanen CD5 (NP_055022.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06127
Proteinmasse	55 kDa
Versand	Eisbeutel