

Anti-Cd50 (Icam-3) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P32942

Artikelnummer: CM0010846



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD50 (ICAM-3) für die Durchflusszytometrie. Validiert für humane Proben. Geeignet für Immunphänotypisierung und Zelladhäsionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD50(ICAM-3) mAk
Bemerkungen/Alias	CD50; CDW50; ICAM-R
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3385
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-114 von humanem CD50(ICAM-3) (NP_002153.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P32942
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel