

Anti-Cd50 (Icam-3) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P32942

Artikelnummer: CM0009981



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD50 (ICAM-3), Klon . Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Immunogen: rekombinantes Protein (aa 30-114). Geeignet für Studien zur Leukozytenadhäsion und Immuninteraktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD50(ICAM-3) mAk
Bemerkungen/Alias	CD50; CDW50; ICAM-R
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3385
GenID	3385
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-114 von humanem CD50(ICAM-3) (NP_002153.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Krossreaktivität	Mensch
SWISS	P32942
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel