


Anti-Cd52 Poliklonaler Antikörper Für Wb - P31358

Artikelnummer: CM0022090



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper spezifisch für humanes CD52 (CAMPATH-1-Antigen), ein 7 kDa großes GPI-verankertes Membran-Glykoprotein. Validiert für WB, IHC-P, ELISA und reagiert kreuz mit Maus. Ideal für die Immunologie- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD52 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HE5; CDW52; EDDM5; CD52
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1043
GenID	1043
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-61 von humanem CD52 (NP_001794.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P31358
Proteinmasse	7kDa
Versand	Eisbeutel