

Anti-Cd53 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19397

Artikelnummer: CM0018170



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes CD53 (Tetraspanin-25) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung an Immunzellensignalwegen und B-/T-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD53 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MOX44; TSPAN25; CD53
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	963
Gen-ID	963
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-180 von humanem CD53 (NP_000551.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P19397
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel