


Anti-Cd55 Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P08174

Artikelnummer: CM0005619



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD55 (DAF), konjugiert mit . Validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Komplementforschung und die Untersuchung der Rolle von CD55 bei der Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD55 mAk
Bemerkungen/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1604
GeneID	1604
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-353 des humanen CD55 (NP_000565.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08174
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel