

## Anti-Cd55 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q61475

Artikelnummer: CM0005567

### Einführung

Maus-CD55 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt Maus-CD55 (DAF), einen GPI-verankerten Komplement-Inhibitor, der Zellen vor Komplementschäden schützt. Geeignet für die Immunodetektion in Mausproben. Unterstützt durch One-Stop IVD-Beschaffung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CD55 Kaninchen mAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF; CD55                                                                                         |
| Spezies           | Maus                                                                                                                      |
| GenID (Mensch)    | 1604                                                                                                                      |
| GenID             | 13136                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-361 von Maus-CD55 (NP_034146.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                      |
| SWISS             | Q61475                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 42KDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |