


Anti-Cd55 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08174

Artikelnummer: CM0003220



Einführung

Anti-CD55 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA in Human. Erkennt Komplement-Decay-accelerating factor (DAF, CD55) bei 41kDa. Ideal für die Komplementregulation und die Erforschung des viralen Eintritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD55 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1604
GenID	1604
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem CD55 (P08174) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08174
41kDa	
Versand	Eisbeutel