


Anti-Cd55 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P08174

Artikelnummer: CM0015738



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen humanes CD55 (DAF), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch und Maus. Ideal für Komplementforschung und Studien zum viralen Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD55 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1604
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-300 des humanen CD55 (NP_000565.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P08174
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel