


Anti-Cd55 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08174

Artikelnummer: CM0014520



Einführung

CD55 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (DAF), validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf den Komplement-Decay-accelerating Factor, einen Schlüsselregulator der angeborenen Immunität und Rezeptor für den Viruseintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD55 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CR, TC, DAF, CROM, CHAPLE, CD55
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1604
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 40-300 von menschlichem CD55 (NP_000565.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08174
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel