


Anti-Cd55 Kaninchen Polymab® Für Wb, Elisa - P08174

Artikelnummer: CM0007440



Einführung

CD55 (DAF) Kaninchen PolymAb®, validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Reklonaler monoklonaler Antikörper, der gegen den Komplement-Decay-accelerating Factor gerichtet ist, einen Schlüsselregulator der Komplementkaskade und einen Rezeptor für den Viruseintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD55 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Spezies	Maus/Mensch
GenID (Mensch)	1604
GenID	13136/1604
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD55
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P08174
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel