

## Monoklonaler Anti-Cd56/Ncam1-Antikörper Für Fc - P13591

Artikelnummer: CM0012584



### Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD56/NCAM1, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Ziel ist das neuronale Zelladhäsionsmolekül, das an der Neuron-Adhäsion beteiligt ist und als Viruseintrittsrezeptor (Tollwut, Zika) dient.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | APC Kaninchen anti-Human CD56/NCAM1 mAb                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | CD56; NCAM; MSK39                                                                                                                |
| Spezies           | Human                                                                                                                            |
| GeneID (Human)    | 4684                                                                                                                             |
| GeneID            | 4684                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-413 von humanem CD56/NCAM1 (NP_851996.2) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | FC                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                            |
| SWISS             | P13591                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 95kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                        |