


Anti-Cd58 (Lfa-3) Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P19256

Artikelnummer: CM0006559



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD58 (LFA-3), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt endogenes CD58 bei ~28 kDa. Geeignet zur Untersuchung der T-Zell-Adhäsion und der Bildung immunologischer Synapsen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD58-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ag3; LFA3; LFA-3; CD58
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	965
Gen-ID	965
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 29–215 des humanen CD58 (NP_001770.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P19256
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlakku