


Anti-Cd58 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P19256

Artikelnummer: CM0028768



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches CD58/LFA-3, validiert für WB und ELISA. Ideal für Studien zur T-Zelladhäsion, Forschung an Immun-Synapsen und die Entwicklung von IVD-Assays. Erkennt Aminosäuren 40-220.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD58 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ag3; LFA3; LFA-3; CD58
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	965
GenID	965
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-220 des menschlichen CD58 (NP_001770.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P19256
Proteinmasse	28 kDa
Versand	Eisbeutel