


Anti-Cd59 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13987

Artikelnummer: CM0013793



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für humanes CD59, validiert für WB und ELISA. CD59 ist ein GPI-verankertes Glykoprotein, das die Komplement-MAC-Bildung hemmt, ein Schlüsselziel in der Forschung zur hämolytischen Anämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD59 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MAC1F; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	966
Gen-ID	966
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-128 von humanem CD59 (NP_001120695.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13987
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel