


Anti-Cd59 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13987

Artikelnummer: CM0010989



Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD59 (Protektin) für WB und ELISA. Geeignet für Komplementregulationsstudien und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD59 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MAC1F; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Spezies	Human
GeneID (Human)	966
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 49-128 von humanem CD59 (NP_000602.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13987
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel