


Anti-Cd59 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13987

Artikelnummer: CM0006851



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD59, validiert für Western Blot und ELISA. Zielt auf das Komplement-Membranangriffskomplex-Inhibitor CD59-Glykoprotein ab, geeignet für Komplementforschung und diagnostische Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD59 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	966
GenID	966
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 26-126 von humanem CD59 entspricht. (NP_000602.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13987
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel