

Anti-Cd6 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb & Elisa - P30203

Artikelnummer: CM0028918



Einführung

Hochwertiges Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes CD6 (TP120). Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Ideal für Forschung zur T-Zell-Biologie, Immunologie und Infektionen. Kreuzreagiert mit humanem CD6.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TP120; CD6
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	923
Gen-ID	923
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 424-668 von humanem CD6 (NP_006716.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P30203
Proteinmasse	72 kDa
Versand	Eisbeutel