

Anti-Cd62E Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q00690

Artikelnummer: CM0011482

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD62E (E-Selektin), validiert für WB, IF/ICC, FC und ELISA. Rekombinantes Immunogen, das die Reste 22-557 anvisiert. Reagiert mit Maus, 66 kDa. Ideal für die Erforschung der endothelialen Adhäsion und des Leukozytenverkehrs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD62E Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-Selektin
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	6401
Gen-ID	20339
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-557 von Maus CD62E (NP_035475.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q00690
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel