

Anti-Cd62L/L-Selectin-Monoklonaler Antikörper (Apc/Cyanine7) Für Die Durchflusszytometrie - P14151

Artikelnummer: CM0009452



Einführung

APC/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD62L (L-Selectin). Für die Durchflusszytometrie validiert. Ideal zur Untersuchung des Lymphozyten-Homing, des Leukozyten-Rollings und der Zelladhäsion in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC/Cyanine7 Kaninchen-anti-human-CD62L/L-Selectin-mAk
Bemerkungen/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Spezies	Mensch
GeneID	6402
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 39-332 des humanen CD62L/L-Selectin entspricht (NP_000646.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14151
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku