

Anti-CD62L/L-Selectin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P14151

Artikelnummer: CM0023516



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD62L/L-Selectin, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der Leukozytenadhäsion und Lymphozyten-Homing.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD62L/L-Selectin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1; CD62L/L-Selectin
Spezies	Human
GeneID (Human)	6402
GeneID	6402
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CD62L/L-Selectin entspricht (NP_000646.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P14151
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eistasche