

Anti-Cd62P/P-Selektin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P16109

Artikelnummer: CM0005786



Einführung

Hochwertiger Anti-CD62P/P-Selektin Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA an Human, Maus, Ratte. Spezifisch für das 91 kDa Protein, ideal für Entzündungs- und Zelladhäsionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD62P/P-Selektin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-Selektin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6403
GenID	6403
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 731-830 von humanem CD62P/P-Selektin (P16109) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16109
Proteingewicht	91 kDa
Versand	Eisbeutel