

Anti-Cd62P/P-Selektin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P16109

Artikelnummer: CM0015517



Einführung

Der Kaninchen-anti-human CD62P/P-Selektin polyklonale Antikörper von CamelBio zielt auf die extrazelluläre Domäne (aa 220-319). Geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem und murinem P-Selektin (91kDa). Unterstützt Forschung zu Entzündung, Thrombose und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD62P/P-Selektin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-Selektin
Spezies	Human
GeneID (Human)	6403
GeneID	6403
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 220-319 von humanem CD62P/P-Selektin (NP_002996.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P16109
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eistasche