

Anti-Cd62P/P-Selektin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P16109

Artikelnummer: CM0007041



Einführung

Dieser CD62P/P-Selektin Kaninchen monoklonale Antikörper (mAb) ist für WB, IF/ICC und ELISA in humanen Proben validiert. Er zielt auf P-Selektin ab, ein Schlüssel-Adhäsionsmolekül, das am Rollen von Leukozyten und an Entzündungen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD62P/P-Selektin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-Selektin
Spezies	Human
Gen-ID	6403 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 42-771 von humanem CD62P/P-Selektin (NP_002996.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P16109
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel